



# Manipulateur radio Sereneea

Ce dispositif est utilisé par les résident(e)s et patient(e)s pour déclencher un appel volontaire.



Ce manipulateur radio permet à un résident / patient alité ou dans un fauteuil de déclencher un appel.

---

## En Savoir +

Alimenté sur pile, il peut suivre les déplacements du lit ou du fauteuil de son propriétaire.

Il est compatible avec les fonctions de localisation de la solution d' #75 pour améliorer la prise en charge des alertes.

Le protocole de communication entre le manipulateur et l'infrastructure #75 est sécurisé.

### Fonctionnalités

- Déclenchement volontaire d'un appel.
- Entrée auxiliaire sur prise jack femelle configurable pour alarme médicale ou contacteur externe.
- Localisation (requiert l'installation de balises complémentaires).
- Report des appels sur hublot de chambre HBLT-02.
- Clôture de l'appel effectué par le badge d'acquiescement BACQ-06.

### Références

- **MNPL-04** Longueur de câble 2m
- **MNPL-04-20** Longueur de câble 20cm

### Supervision

- L'activité et l'état du dispositif, ainsi que le niveau de la pile sont supervisés par la solution Sereneea. La #53 est faite automatiquement et tous les jours par le système.



## Caractéristiques

---

- **Longueur** : 140mm
- **Largeur** : 55mm
- **Hauteur** : 20mm
- **Poids** : 110g

---

## Contactez-nous

### Par téléphone

Au **0800 94 11 10** Service & appel gratuits

Horaires d'ouverture:

Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

### Par email

[contact@bluelinea.com](mailto:contact@bluelinea.com)

### Sur internet

<https://professionnels.bluelinea.com/>